

Nel caso in cui la sistematica richiesta non compaia nel nostro elenco è possibile comunque realizzarla su richiesta previa comunicazione e accettazione della richiesta da parte dell'amministrazione (i tempi di consegna varieranno in base al tipo di richiesta e saranno definiti in fase di valutazione).

Produttore	Codice Azienda	Linea Implantare	Diametro impianto	Connessione	Cod. Piattaforma	Cod. Marker		
Alphabio	1200	Spi - Dfi - Atid - Ice	3,3/3,75/4,2/5/6	Interna	1201	1701		
Biomet 3i	1300	Certain	3,4	Interna	1301	1301		
		Certain	4,1	Interna	1302	1302		
		Certain	5	Interna	1303	1303		
		Certain	6	Interna	///	///		
		External Hex	3,25	Esterna	///	///		
		External Hex	4	Esterna	1006	1006		
		External Hex	5	Esterna	///	1006		
		External Hex	6	Esterna	///	1006		
		Low Profile Abutment		MUA	///	///		
Bredent	3500	Narrow Sky	3,5N	Interna	3501	///		
		Sky	3,5	Interna	3502	3502		
		Sky	4	Interna		3502		
		Sky	4,5	Interna		3502		
		Sky	5,5	Interna		3502		
				Uni Cone		MUA	///	///
Camlog	2800	Screw-Line	3,3	Interna	2805	2805		
		Screw-Line	3,8	Interna	2801	2801		
		Screw-Line	4,3	Interna	2802	2802		
		Screw-Line	5	Interna	2803	2803		
Camlog	2800	Screw-Line	6	Interna	///	///		
		Isy	3,8/4,4/5,0	Interna	2804	2804		
Dentsply	1100	AstraTech - OsseoSpeed TX	3	Interna	///	///		
		AstraTech - OsseoSpeed TX	3,5/4,0	Interna	1101	1101		
		AstraTech - OsseoSpeed TX	4,5/5,0	Interna	1102	1102		
		AstraTech - OsseoSpeed EV	3	Interna	1107	1107		
		AstraTech - OsseoSpeed EV	3,6	Interna	1103	1103		
		AstraTech - OsseoSpeed EV	4,2	Interna	1104	1104		
		AstraTech - OsseoSpeed EV	4,8	Interna	1105	1105		
		AstraTech - OsseoSpeed EV	5,4	Interna	///	///		
				UniAbutment 20°		MUA	1106	1106
				UniAbutment 45°		MUA	1108	1106
		Angled Abutment		MUA	///	///		
Dentsply	1500	Friadent - Xive S	3	Interna	1501	1501		
		Friadent - Xive S	3,4	Interna	1502	1502		
		Friadent - Xive S	3,8	Interna	1503	1503		
		Friadent - Xive S	4,5	Interna	1504	1504		
		Friadent - Xive S	5,5	Interna	1505	1505		
				Friadent - Xive TG	3,4/3,8/4,5	Interna	///	///
Geass	2700	Way Slim	3	Interna	///	///		
		Way Milano	3,4	Interna	2701	2701		
		Way Milano	3,8	Interna		2701		
		Way Milano	4,5	Interna	2702	2702		
		Way Milano	5,5	Interna		2702		
		Way Roma	3,4	Interna		1009		
		Way Roma	3,8	Interna	1009	1009		
		Way Roma	4,5	Interna		1009		
		Way Roma	4,5 Wide	Interna		1011		
Way Roma	5,5 Wide	Interna	1011	1011				
Geass	1500	Way Venezia	3,4	Esterna	///	///		
		Way Venezia	3,8	Esterna	1006	1006		
		Way Venezia	4,5	Esterna	///	1006		
		Kentron	3,4	Interna	1502	1502		
		Kentron	3,8	Interna	1503	1503		
		Kentron	4,5	Interna	1504	1504		
		Kentron	5,5	Interna	1505	1505		

		BNX CO/COMS/CL	5	Interna		1403	1401
Idi Evolution	3000	Aries	3,75	Interna		3002	3001
		Ariesdue	3,75	Interna			3001
		Ariesdue	5	Interna		3003	3001
		Stone	3,5	Interna		3001	3001
		Stone	3,75	Interna			3001
		Stone	4	Interna		3002	3001
		Stone	5	Interna		3003	3001
		Stone	6	Interna		3004	3001
		Stone TC	3,5	Interna		3001	3001
		Stone TC	3,75	Interna			3001
		Stone TC	4	Interna		3002	3001
		Stone TC	5	Interna		3003	3001
		Tiger	4,3	Interna			3001
		Tiger Due	3,8	Interna			3001
		Tiger Due	4,3	Interna		3002	3001
		Tiger Due	4,8	Interna			3001
		Tiger Due	5,3	Interna			3001
Short	5	Interna			3001		
Impladent	1000	Osseothread - OsseoFit (CI20)	3,5	Interna		1003	1003
		Osseothread - OsseoFit (CI25)	4,2/4,8	Interna		1004	1004
		Osseothread - OsseoFit (CI30)	5,5/6,5	Interna		1005	1005
Impladent	1000	Prime (STR2741)	3,75/4,25	Esterna		1006	1006
		Prime (STR3250)	5	Esterna		1007	1007
		Prime (STR3260)	6,0/7,0	Esterna		1008	1007
		Sharp (SEC33)	3,3	Interna		1012	1012
		Sharp (SEC3843)	3,8/4,3	Interna		1001	1001
		Sharp (SEC4855)	4,8/5,5	Interna		1002	1002
		Shine (TMN)	3,3	Esterna		1010	1010
		Shine (TMS-TMC)	3,3/4,1/4,8	Interna		1009	1009
		Shine (TMW)	4,8/5,8	Interna		1011	1009
		MU		MUA		10MS	10MS
Intralock	1600	InDex SQ	3,4/3,75	Interna		1602	1602
		InDex ST	4,0/4,3	Interna		1601	1601
		InDex WD	4,75/5,0/6,0/4,3 collo alto	Interna		1603	1603
		Gold & Blue	3,4/3,75/4,0	Interna		1604	1604
		Gold & Blue	4,75/	Interna		///	///
		Unihex	3,4/4,0	Esterna		1006	1006
		Unihex	4,75	Esterna		///	///
		Conic Abutment		MUA		///	///
		FlatOne	3,5	MUA		///	///
		FlatOne	5	MUA		///	///
J Dental Care	3100	JD Evolution S	3,2	Interna		3101	3101
		JD Evolution	3,7	Interna			3102
		JD Evolution	4,3	Interna		3102	3102
		JD Evolution	5	Interna			3102
		JD Evolution	6	Interna			3102
		Conical Abutment		MUA		///	///
Leader	3200	Tixos - Implus	3,3	Interna		3201	3201
		Tixos - Implus	3,75	Interna		3202	3202
		Tixos - Implus	4,5	Interna		///	///
Leader	3200	Tixos - Implus	5,5	Interna		///	///
		Tixos - Implus	3,3/3,75	Esterna		1006	1006
		Tixos - Implus	5	Esterna		///	1006
Leone	2600	Exacone	3,3	Interna		2602	2602
		Exacone	4,1	Interna		2601	2601
		Exacone	4,8	Interna		2603	2603
		Exacone 360		MUA		///	///
Mepafen	2500	AnyOne	3,5	Interna			2503
		AnyOne	4/4,5	Interna		2503	2503
		AnyOne	5	Interna			2503
		AnyOne	6	Interna			2503
		AnyRidge (Small)	3,5	Interna		///	///
		AnyRidge (regular)	4,0/4,5	Interna		///	///
		AnyRidge (wide)	5,0/5,5	Interna		///	///
		ExFeel External (Small)	3,3	Esterna		///	///
		ExFeel External (regular)	3,75/4,0/4,5	Esterna		1006	1006

		ExFeel Internal (regular)	4,1	Interna	1009	1009
		ExFeel Internal (wide)	4,8/5,5	Interna		1009
		ExFeel Internal Octal Abutment	3,8/4,8/5,8	Esterna	2103	2103
		EzPlus (small)	3,3	Interna	2501	2501
		EzPlus (regular)	4,0/4,5	Interna	2502	2502
		EzPlus (wide)	5	Interna		2502

Mis	1700	Seven	3,3	Interna	///	///
		Seven	3,75/4,2	Interna	1701	1701
		Seven	5,0/6,0	Interna	1702	1702
		Multi Unit		MUA	10MS	10MS

Neoss	1800	ProActive 3,25	3,25	Interna	1801	1801
		ProActive	3,5/4,0/4,5/5,0/5,5	Interna	1802	1802

Nobel Biocare	1900	Active/Parallel Conical Connection	3	Interna	1907	1907
		Active/Parallel Conical Connection NP	3,5/3,75	Interna	1905	1905
		Active/Parallel Conical Connection RP	4,3/5,0	Interna	1906	1906
		Active/Parallel Conical Connection WP	5,5	Interna	///	///
		Branemark NP	3,3	Esterna	///	///
		Branemark RP	3,75/4,0	Esterna	1006	1006
		Branemark WP	5,0/6,0	Esterna	///	///
		Replace NP	3,5	Interna	1901	1901
		Replace RP	4,0/4,3	Interna	1902	1902
		Replace WP	5	Interna	1904	1904
		Replace 6,0	6	Interna	///	///
		Multi-unit Abutment		MUA	10MS	10MS

Osstem	3600	TS Mini	3,0/3,5	Interna	3601	3601
		TS Regular	4,0/4,5/5,0/6,0/7,0	Interna	3602	3602
		Multi Abutment		MUA	///	///

Prodent	2000	Prime	3,3	Interna	2002	2002
		Prime	3,8/4,2	Interna	///	///
		Prime	4,6	Interna	///	///
		Prime	5,1	Interna	///	///
		Prime	5,9	Interna	///	///
		PrimeTwiner	3,5	Interna	2002	2002
		PrimeTwiner	4	Interna	///	///
		PrimeTwiner	4,5	Interna	///	///
		PrimeTwiner	5	Interna	///	///
Fast		MUA	///	///		

Straumann	2100	Tissue Level NN	3,3	Interna	///	///
------------------	-------------	-----------------	-----	---------	-----	-----

Straumann	2100	Tissue Level RN	4,8	Interna	1009	1009
		Tissue Level WN	6,5	Interna	1011	1009
		Bone Level NNC	3	Interna	2104	2104
		Bone Level NC	3,3	Interna	2101	2101
		Bone Level RC	4,1	Interna	2102	2102
		Multi Base		MUA	10MS	10MS
		SynOcta	4,8	MUA	2103	2103

Sweden & Martina	2200	CRS-DAT	3,8	Interna	///	///
		CRS-DAT	4,2	Interna	///	///
		Global	3,3	Interna	2205	2205
		Global	4,3	Interna	2206	2205
		Global	4,8	Interna	2207	2205
		Global	5,5	Interna	2208	2205
		Outlink	3,3	Esterna	///	///
		Outlink	3,75	Esterna	1006	1006
		Outlink	4,1	Esterna	1006	1006
		Outlink	5	Esterna	///	///
		Prima	3,8	Interna	2201	2201
		Prima	4,25	Interna	2201	2201
		Prima	5	Interna	2201	2201
		Premium/Kohno	3,3	Interna	2201	2201
		Premium/Kohno	3,8	Interna	2202	2202
		Premium/Kohno	4,25	Interna	2203	2203
		Premium/Kohno	5	Interna	2204	2204
		Premium/Kohno	6	Interna	///	///
		Premium TG	3,3	Interna	///	///
		Premium TG	3,8	Interna	///	///
		Premium TG	4,25	Interna	///	///
		Premium TG	5	Interna	///	///
		Shelta	3,8	Interna	///	///

Sweden & Martina	2200	Shelta	5	Interna		2202	2202		
		Syra	3,8	Esterna		1006	1006		
		Syra	4,25	Esterna			1006		
		Syra	5	Esterna		///	1006		
		PAD		MUA		///	///		
TBR	2900	Z1 - M	3,2	Interna			2902		
		Z1 - M	3,9	Interna		2902	2902		
		Z1 - M	4,7	Interna		2901	2901		
Thommen	2300	SPI	3,5	Interna		2301	2301		
		SPI	4	Interna		2302	2302		
		SPI	4,5	Interna		2303	2303		
		SPI	5	Interna		2304	2304		
		SPI	6	Interna		2305	2305		
		Vario Multi		MUA		///	///		
Winsix	2400	TTi	3,3	Interna		2401	2401		
		TTi	3,8	Interna		2402	2402		
		TTi	4,5	Interna		2403	2403		
		TTi	5,2	Interna		///	///		
		TTi	5,9	Interna		///	///		
		TTi	6,5	Interna		///	///		
		TTx	3,3	Esterna			1006		
		TTx	3,8	Esterna		1006	1006		
		TTx	4,5	Esterna			1006		
		TTx	5,2	Esterna			1006		
		TTx	5,9	Esterna			1006		
				EA		MUA		///	///
Zimmer	3300	Screw-Vent 3,5	3,7/4,1	Interna		1701	1701		
		Screw-Vent 4,5	4,7	Interna		1702	1702		
Zimmer	3300	Screw-Vent 5,7	6	Interna		3303	3303		
		Spline	3,25	Esterna		///	///		
		Spline	3,75/4,0	Esterna		///	///		
		Spline	5	Esterna		///	///		
		Swiss Plus	3,8	Interna		3304	3304		
		Swiss Plus	4,8	Interna		1009	1009		
		Pi AMP 3,5	3,3	Interna		///	///		
		Pi AMP 4,3	4	Interna		3302	3302		
		Pi AMP 5,1	4,8	Interna		///	///		
		Pi HEX 3,5	3,3	Esterna		///	///		
		Pi HEX 4,1	3,75/4,0	Esterna		///	///		
		Pi HEX 5,1	5,1	Esterna		///	///		
		Pi MT 3,5	3,3	Interna		///	///		
		Pi MT 4,1	3,75	Interna		///	///		
		Pi MT 5,1	4,8	Interna		///	///		
				Monconi Conici Angolati		MUA		3301	3301